



*The freedom to move*

## Instrucciones para la Protección de Espuma de la Extremidad del Antebrazo:

### Finalidad:

Reducir el diámetro de la funda de soporte del antebrazo. Esto puede que sea necesario para personas con antebrazos más pequeños.

1. Primero, coloque el smartCRUTCH™ en la longitud adecuada. (Tenga en cuenta que las prendas voluminosas pueden suponer un factor a tener en cuenta.)

2. Pruebe el encaje de la primera pieza tal y como se muestra en la Fig. 1 con la cubierta adhesiva blanca colocada en el interior de la funda y la espuma de la funda alineada con la espuma existente.

3. Una vez se encuentre cómodo/a, quite la.

cubierta adhesiva blanca (Fig. 2) y colóquela en la posición deseada.

4. Haga lo mismo con las 3 piezas restantes.

